



KRITICKÉ HODNOTY výsledků

- **krevního obrazu** telefonicky hlášených žadateli o vyšetření

Název	Zkratka	pod	nad	Jednotky
Leukocyty	WBC	2,5	30	.10 ⁹ /l
Hemoglobin	Hgb	80	200 (u dospělých)	g/l
Trombocyty	PLT	20 60 (novorozenci)	1000	.10 ⁹ /l
Neutrofily (absolutně)	Ne #	1,0	-	.10 ⁹ /l
Manuální diferenciál leukocytů	MD (blast)	nález blastických buněk v nátěru periferní krve (první záchyt)		%
Mikroskopický počet schistocytů	sch	nad 10 (první záchyt)		/1000 ery

- **koagulace** telefonicky hlášených žadateli o vyšetření

Název	Zkratka	pod	nad	Jednotky
Mezinárodní normalizovaný poměr	INR	-	8	INR
Protrombinový test čas	Qčas	-	180	s
Aktivovaný parciální tromboplastinový test	APTT	-	180	s
Aktivovaný parciální tromboplastinový test poměr	APTR	-	6,3	-
Fibrinogen	FIB	1,0	-	g/l
Antitrombin III	AT III	30	-	%
Trombinový test	TT	-	180	s
D – dimery HS	DDIMhs	-	30 000	ng/ml

Vypracovaly: Mgr. Jarmila Juráňová, Mgr. Jana Úlehlová, Ph.D.

Schválil: RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.